





# Äldre sortiment

Mobila och Stationära lyftar

Pos	Bild	Benämning/ Artikelnummer	Information	
1		Lyftmotor GH2 120001-xxxx	Brukarlast (SWL) 200kg	
2		Lyftbygel för GH2 och DH2000 Karbin: 21187 53cm 21287 44cm 21587 34cm Fast infästning: 21170 53cm 21270 44cm 21570 34cm	Lyftbygel 4-punkt För brukarlast 250kg	
3		Kombilås för GH2 123432 elektriskt 12343 manuellt	Kombinationslås för överföring mellan två rum, exempelvis sovrum till badrum.	
4		Mobillyft GLHD 11230-xxx	Mobillyft för brukarlast 200kg	



# Äldre sortiment

Mobila och Stationära lyftar

	Bild	Benämning/ Artikelnummer	Information	
5		Mobillyft GL2 11220-xxx	Mobillyft för brukarlast 150kg	
6		Mobillyft GL5 553695	Brukarlast 205kg 80 mm hjul  Finns även för brukarlast 155kg och med 100 mm hjul	
7		Lyftbygel 2-punkt 550316 53cm 550057 44cm 550058 34cm	Lyftbygel 2-punkt för brukarlast 350kg	
8		Lyftbygel 4-punkt 554258 53cm 554259 44cm 554260 34cm  Justerbar: 552277 53cm 552278 44cm 552279 34cm	Justerbar används oftast till golvlyft. Med justerbarhet menas att bygelns rotation kan påverkas så den snurrar mer eller mindre lätt/trögt.  Brukarlast 350kg	

## Äldre sortiment

Mobila och Stationära lyftar

	Bild	Benämning/ Artikelnummer	Information	
9		H-bygel GH1/GH3 äldre 550443 (Mittbygel)	Till detta artikelnummer beställdes även 2 sidobyglar i valfri storlek.  Brukarlast 350kg	
10		H-bygel GH2 21787 (Mittbygel)	Till detta artikelnummer beställdes även 2 sidobyglar i valfri storlek.  Brukarlast 250kg	